

POOLTRACK® ONDERWATERLOOPBAND

# DE MEEST VEILIGE METHODE VOOR LOOPTRAINING

EWAC

**MEDICAL**

*We get you moving*





Wij geloven dat de onderwaterloopband de volgende stap is in revalidatie in het water. De mogelijkheid om loopoefeningen op een vaste plek in het bad te doen helpt de therapeut om een goed zicht te houden op de bewegingen van de patiënt. In combinatie met onze in hoogte verstelbare bodem kan ook de diepte aangepast worden. Dit stelt de therapeut in staat om optimale trainingscondities te creëren en programma's per patiënt te personaliseren gebaseerd op de fysieke gesteldheid, conditie en vooruitgang van de patiënt.

Wij leveren geïntegreerde onderwaterloopbanden die voldoen aan de hoogste normen van gebruiksvriendelijkheid, gebruikersgemak en aanpassingsvermogen.

#### Waarom lage snelheid belangrijk is

Patiënten die lijden aan de gevolgen van neurologisch letsel of rugletsel hebben veel baat bij bewegen in het water, op lage snelheid. Onze Pooltrack® presteert uitstekend op lage snelheden, al vanaf 0,2 km/u, en blijft zeer stabiel in het vasthouden van de snelheid. Dit stelt de patiënt in staat om zo snel mogelijk na trauma te starten met revalideren. Des te korter de tijd tussen trauma en de start van revalidatie, des te groter de kans op een snel en succesvol herstel.

#### Gemakkelijk te bedienen

De Pooltrack® onderwaterloopband is gemakkelijk te bedienen door de toepassing van een eenvoudig en gebruiksvriendelijk touchscreen. Het starten, stoppen of het veranderen van de snelheid van de loopband kan ook eenvoudig gedaan worden door het gebruik van een (waterdichte) afstandsbediening. Op het touchscreen worden tijdens de training verschillende waardes weergegeven zoals snelheid en afstand. Ook kunnen er verschillende programma's geselecteerd worden waarbij de snelheden automatisch variëren tijdens de training.

Deze intervaltrainingen kunnen toegepast worden op zowel patiënten voor revalidatie als sporters en atleten om te trainen.

#### Veelzijdig

De Pooltrack® onderwaterloopband kan geïntegreerd worden in een beweegbare vloer. Hierdoor kan de therapeut de diepte bepalen en op meerdere weerstandsniveaus trainen met de patiënt. Ook kan de loopband geïnstalleerd worden als stationair apparaat in de vloer van een bestaand bad of in de vloer van het EWAC modulaire bad. Daarnaast kunnen wij een hefplatform installeren aan de wand van een bestaand bad, zodat de therapeut alsnog de mogelijkheid heeft om op verschillende dieptes te trainen.

#### Gemakkelijk te onderhouden

De Pooltrack® onderwaterloopband is zeer onderhoudsvriendelijk. Alle onderdelen hebben een relatief lange levensduur en zijn zeer gemakkelijk te vervangen wanneer het nodig is.

#### Veilig

Alle bewegende delen zijn bedekt door middel van een beschermplaat en alle openingen vallen binnen de richtlijnen van de EN13451-1 norm voor zwembad-apparatuur. De Pooltrack® maakt gebruik van veilige 17V wisselstroom. De Pooltrack® is ontworpen en ontwikkeld door een ISO 13458 gecertificeerd bedrijf. Zodoende staat de Pooltrack® geregistreerd als EN-MDD Klasse I Medical Device.

EWAC Medical is Lloyd's Register Quality gecertificeerd volgens ISO 9001 en ISO 13458 maatstaven. EWAC Medical heeft het voorrecht om Klasse I Medische producten, volgens The European Medical Device Directive, te mogen ontwikkelen, fabriceren en testen.

EWAC Medical  
Dulleweg 18  
1721 CT Langedijk

EWAC  
**MEDICAL**  
*We get you moving*

+31 (0)226 313 457  
medical@ewac.nl  
www.ewacmedical.nl

Wijzigingen voorbehouden