

ONDERWATERFIETS

EEN BIJZONDERE FIETS

MAAR OPVALLEND VERGELIJKBAAR



EWAC

MEDICAL

*We get you moving*



[www.ewacmedical.nl](http://www.ewacmedical.nl)



**Wij geloven dat een zo breed mogelijk aanbod aan oefeningen en materiaal essentieel is voor goede training. Wij geloven ook dat er veel plezier aan kan worden beleefd en bewegen in water maakt dat mogelijk. De EWAC Medical onderwaterfiets is speciaal ontworpen voor revalidatie-doeleinden. De fiets is uitgerust met een uniek weerstandsmechanisme waarbij de weerstand exponentieel toeneemt naar gelang de trapsnelheid. Het frame is gemaakt van hoogwaardig RVS 316 en daarmee uitermate geschikt voor gebruik in een therapie-bad.**

Door het unieke weerstandsmechanisme is fietsen op de Onderwaterfiets sterk vergelijkbaar met normaal fietsen.

Verhogen van de trapsnelheid vergt dan ook aanzienlijk meer inspanning. Bij het verlagen van de snelheid blijft het mechanisme voldoende ondersteuning bieden om geleidelijk te kunnen vertragen. De weerstand neemt exponentieel toe of af, aan de hand van de trapsnelheid.

Trainen in water verhoogt de efficiëntie van het hart en vanwege de warmtegeleiding wordt het lichaam tijdens inspanning gemakkelijk gekoeld terwijl het bindweefsel flexibeler wordt. Water biedt een veilige en vooral weinig belastende omgeving om in te kunnen bewegen. De Onderwaterfiets is een uitstekend hulpmiddel voor revalidatie en het bestrijden van overgewicht.



EWAC Medical  
Dulleweg 18  
1721 CT Langedijk

**EWAC**  
**MEDICAL**  
*We get you moving*

+31 (0)226 313 457  
medical@ewac.nl  
www.ewacmedical.nl

Wijzigingen voorbehouden